◇システムの流れ 機能一覧 注射薬鑑査システムネットワーク ■ 残薬管理(DVO対応) 上位オーダー入力 ■オーダー歴比較 ■ 血漿分画製剤使用記録(ロット管理) 電子カルテ 薬剤部サーバー •薬剤部 •調剤室 常に情報を更新 ■レジメン集計 ■ 統計機能 集 (・入外、診療科、病棟、調製者ごとの実施数 内 ・施用ごとの実施内谷明細 容 (オーダー内容、調製者、鑑査者、調製時間etc.) 指示箋・薬品のチェック •ICU •NICU •病棟 調製業務 •外来処置室 ■お薬手帳ラベル印刷 ■閉鎖式器具集計 院内ネットワークに接続できれば作業する場所を選びません。

◇AddDisシリーズ

院内製剤支援システム AddDis-FC



製剤レシピの活用で作り間違えを防止し、製剤工程の 鑑査から在庫管理まで一括サポートします。

看護師混注鑑査システム AddDis-Swing



患者さまのベッドサイドまで直接運べるカートタイプ。 その場ですぐに薬品のチェックと調製ができます。

◇仕様

名称	注射薬混注鑑査システム
型式	AddDis
ディスプレイ	19型ディスプレイブラックスピーカー付 DVI-D/VGA
バーコードリーダー	2次元 バーコードスキャナ置き型 USB
プリンター	ラインサーマルプリンターホワイト I/F USB
プロジェクター	短焦点LEDプロジェクター RICOH PJ WXC1210
フットペダル	USBフットスイッチ 組込型2連外部スイッチ (VG-S3黒1m) 付
電子天秤	調剤用電子天秤 PJ-2202H 外形寸法: W192×D259×H86mm
カメラ	エレコム UCAM-C820ABB約 外形寸法:W100×D65×H51mm ※ケーブルを含まず。

※製品改良のため仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。 ※本カタログは印刷のため実際の製品と色合いが多少異なる場合がございます。

※カタログ掲載内容は2025年3月現在のものです。 -

TOSHO
Your best pharmacy solution

株式会社トーショー

本社 〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-8-8 TEL: (03)3745-1331(代)

トーショー公式サイトはコチラ▶ https://www.tosho.cc/



○製品ご購入に関するお問合せ・ご相談は上記連絡先までお願い致します。



注射薬混注鑑査システム

AddDis

アドディス


ハードとソフト両面から安全で的確な注射薬調製業務をサポート。 調製作業と鑑査を1人で行えるため人的負担も軽減。



Case Study

注射薬混注鑑査業務において特に重要な課題となっているのは、 心理的負担を伴う調製リスクと 進行状況管理 です。 AddDisはこれらの課題解決をシステムでサポートします。

Case1 心理的負担を伴う調製リスク



AddDisは「患者ラベル」と電子カルテに入力された「最新のオーダー内容」を 照合し、処方内容と作業内容に相違がないかをチェックするシステムです。 薬品の種類と量を確認しながら調製することで、インシデント防止、作業者の 心理的負担の軽減が期待できます。

-		002 診療科 タ		種別	CAN/特殊	発行日	2024/11/22
₹P	番号1	実施タイミング1	0:30 (終了時)			発行時刻	10:31:3
員者	氏名 シリン	ンジモードデモ患者	外来	調製者	管理者		
製剤語 多正洋		完了します。					確認
	切替	シリンジモード	₽	製量	目標値	結果値	抜取値
1/5	デモ生理	食塩液 (100mL)		瓶	100.00mL		
	秤量値1	秤量値2	オー	5-量(100.60g)()(
				1 (1.00)()
2/5		品3(100mg5ml)		瓶	5.00mL -	1	. ,
	秤量值1	秤量值2		ター館・	5.00g)()(
\ /F	w	品3(100mg5ml)		Omg (100.00mg)()
5/5				,	5.00mL 5.00g)()(
	秤量值1	秤量值2			100.00mg)(١)(
1/5	* 7 1 2	品3(100mg5ml)		瓶	5.00mL	1	,
,,,	秤量值1			,	5.00g)()(
	1T 3E IE I	1丁里 厄2			100.00mg)()
5/5	*デモ業	品3(100mg5ml)		瓶	5.00mL -		
	秤量值1	秤量值2		_{∀-#} (5.00g)()(
		11.2.2.		Omg (100.00mg)(*)
				※2	20.00mL	20.00mL	
	秤量值1	10.00 秤量値2	30.00	(20.00g)(20.00g)
				(400.00mg)(400.00mg)

- ※1 秤量値1=空のシリンジ ※2 薬品の合計値
- ※3 秤量値2=空のシリンジ+薬品

ase2 進行状況管理



AddDisの進捗モニターは、調製状況の表示・共有が可能。 各処方の進行状況を一目で確認することができ、看護部・薬剤部間の問い 合わせ件数の削減に寄与します。

				É	1動更新		手動	検索				
実施日付:	2022/06/28		実施時間		患者ID:		患者名	i:				
入外:	∨ 区分:	~	病棟: ~	診療科:			~	調製者:	v			
ステータス:		v .	誤差: ~									
											- II	10 T
											クリア	検索
検索 約 表示行数 50	行色 ・ 件				鑑査完了時の行		時の行色薬剤部変				検索:	
	行色	かの行色 鑑証 SEQ [©]	査完了時の行 入外 [©]	色 変更かつ	騰査完了時の行 患者ID ○	表 影 影 影 影 影 影 影 影 影	時の行色 薬剤部変 病棟/診療科 °		時の調製者。	ステータス ^	検索: ステータス名称 ≎	誤差。
宋行数 50 実施時間 °	行色 ・ 件									₹ *		誤差。
实施時間 ° 13:00	行 オータ°-No °	SEQ °	入外。	区分 🌣	患者ID。	患者名。 粉・溶解 液デモ患	病棟/診療科 ○	医師名	調製者 ○		ステータス名称 🌣	誤差。
表示行数 50	作 オーサ°-No ° demo0004	SEQ °	入外 [。] 外来	区分 °	患者ID [©] demo004	患者名。 粉·溶解 液デモ患 者 液体薬品	病棟/診療科 [○] 外科	医師名 ◇ 高見 実	調製者 [©] 管理者	*	ステータス名称 [‡] 保留中	

※本システムは、鑑査業務を効率化し、正確性を高めるための支援ツールです。最終的な判断は薬剤師が行う必要があります。

機器構成

AddDisは、プロジェクターやフットペダルを採用したこだわりの機器構成で、 作業者が手元の作業に集中できる環境を整えています。 現在お使いのクリーンベンチ・安全キャビネットで使用できます。



操作手順

作業者の経験値に左右されない、誰にでも簡単な操作性。 手順ごとにオーダー内容と一致しているかシステムがチェックするので、 正確な調製が行えます。

シリンジモード…1種類のみの液体薬品を調製する場合の薬品重量鑑査する場合に使用します。



運用に合わせてモードを選択いただけます

個別秤量モード…凍結乾燥製剤や、1Rp中に2種類以上の液体薬品の調製をする場合に使用します。 シリンジポンプモード/個別ポンプモード/シリンジ抜き取りモード/個別抜き取りモード/シリンジ入替モード/ 個別入替モード/シリンジメスアップモード/個別メスアップモード