

2021年4月吉日

お客様各位

アルゴキュアシステム株式会社
〒473-0924 愛知県豊田市花園町屋敷 198-2
株式会社トーショー
〒144-0033 東京都大田区東糞谷 3-8-8

トーショー・エクアシールド 遮封式薬物移注システム
バイアルアダプタ 13mm (VA-13) の形状変更について

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平素からご愛用頂いております、『トーショー・エクアシールド 遮封式薬物移注システム』におきまして、下記の通り製品変更を実施させていただきます。引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【該当製品】

トーショー・エクアシールド バイアルアダプタ 13 mm (型番：VA-13)

Lot 番号：216173A 有効期限：2024年1月以降の製品

【変更内容】

薬品バイアルへの接続性向上の為、バイアルアダプタ脚部の形状を見直し、バイアルアダプタ 20mm (VA-20) 及びバイアルアダプタ 32mm (VA-32) と同様、バイアルへの接続を2段階接続構造に変更致しました。本形状変更に伴う素材の変更等はございません。



左：従来形状



右：新形状

【変更開始時期】

従来品の在庫がなくなり次第、順次切り替えさせていただきます。

以上