

2020年5月吉日

お客様各位

株式会社トーショー

〒144-0033 東京都大田区東糞谷 3-8-8

## トーショー・エクアシールド シリンジユニット形状変更について

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平素からご愛用いただいております閉鎖式薬剤移注システム『トーショー・エクアシールド』におきまして、下記の通り製品変更を実施させていただきます。引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具


記

### 【該当製品】

シリンジユニット各サイズ

### 【変更内容】

- ・コネクタ接続部の部品形状を変更致しました。



※上記変更に伴い、汎用注射筒と同様に開封直後のプランジャー操作が可能となりました。なお、各種製品（バイアルアダプタ等）との初回接続及び切り離しによりシリンジユニット接続部は閉塞され、従来品同様プランジャーの操作が制限されます。製品の素材や性能等は従来品と変更ございません。

### 【変更開始時期】

従来品の在庫がなくなり次第、順次切り替えさせていただきます。

以上