

2022年6月吉日

お客様各位

アルゴキュアシステム株式会社
〒473-0924 愛知県豊田市花園町屋敷 198-2
株式会社トーショー
〒144-0033 東京都大田区東糀谷 3-8-8

トーショー・エクアシールド 遮封式薬物移注システム
バイアルアダプタ 17mm (VA-17) の形状変更について

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平素からご愛用頂いております、『トーショー・エクアシールド 遮封式薬物移注システム』におきまして、下記の通り製品変更を実施させていただきます。引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【該当製品】

トーショー・エクアシールド バイアルアダプタ 17mm (型番：VA-17)

Lot 番号：2212070A 有効期限：2025年4月以降の製品

【変更内容】

薬品バイアルへの接続性向上の為、バイアルアダプタ脚部の形状を見直し、バイアルアダプタの他ラインナップ製品と同様にバイアルへの接続を2段階接続構造に変更致しました。本形状変更に伴う素材の変更等はございません。



左：従来形状

右：新形状

【変更開始時期】

従来品の在庫がなくなり次第、順次切り替えさせていただきます。

以上