

散薬分包機仕様一覧表

| 項目 / 機種                             |                       |                 | Mi シリーズ                                                                           |                                                                                    |                                                                                     | Ai シリーズ                                                                             |                                                                                     | Di-120 シリーズ                                                                         |                                                                                     | Di-8080 シリーズ                                                                        |                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                       |                 | Mi-93S                                                                            | Mi-48S                                                                             | Mi-93W                                                                              | Ai-8080win                                                                          | Ai-8080                                                                             | Di-120win                                                                           | Di-120SQL                                                                           | Di-8080win                                                                          | Di-8080                                                                             |
| 外観                                  |                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本体サイズ (mm)<br>※ビスなどの突起物は含みません。      |                       |                 | W735×D580×H1182                                                                   | W735×D500×H1147                                                                    | W1020×D580×H1182                                                                    | W1020×D640×H963                                                                     | W1020×D640×H963                                                                     | W1200×D660×H963                                                                     | W1200×D660×H963                                                                     | W1020×D640×H963                                                                     | W1020×D640×H963                                                                     |
| フロアプレートサイズ (mm)<br>※ビスなどの突起物は含みません。 |                       |                 | なし                                                                                | なし                                                                                 | なし                                                                                  | W1020×D740                                                                          | W1020×D740                                                                          | W1200×D760                                                                          | W1200×D760                                                                          | W1020×D740                                                                          | W1020×D740                                                                          |
| 本体重量 (kg)                           |                       |                 | 140                                                                               | 140                                                                                | 210                                                                                 | 320                                                                                 | 320                                                                                 | 360                                                                                 | 360                                                                                 | 320                                                                                 | 320                                                                                 |
| 電源                                  |                       |                 | AC100V±10V<br>(50/60Hz)                                                           | AC100V±10V<br>(50/60Hz)                                                            | AC100V±10V<br>(50/60Hz)                                                             | 単相 100V AC 20A 単独<br>(3P20A 並行)                                                     | 単相 100V AC 20A 単独<br>(3P20A 並行)                                                     | 単相 100V AC 20A 単独<br>(3P20A 並行)                                                     | 単相 100V AC 20A 単独<br>(3P20A 並行)                                                     | 単相 100V AC 20A 単独<br>(3P20A 並行)                                                     | 単相 100V AC 20A 単独<br>(3P20A 並行)                                                     |
| 最大消費電力 (VA)                         |                       |                 | 700                                                                               | 700                                                                                | 1300                                                                                | 1500                                                                                | 1500                                                                                | 1500                                                                                | 1500                                                                                | 1500                                                                                | 1500                                                                                |
| 最大電流値 (A)                           |                       |                 | 7                                                                                 | 7                                                                                  | 13                                                                                  | 17.8                                                                                | 17.8                                                                                | 17.8                                                                                | 17.8                                                                                | 17.8                                                                                | 17.8                                                                                |
| 散<br>薬<br>機<br>部                    | R円盤                   | 数               | 1                                                                                 | 1                                                                                  | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   |
|                                     | スクレーパー<br>※1円盤あたり     | 爪数              | 2                                                                                 | 2                                                                                  | 2                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   |
|                                     | 分割数<br>※1円盤あたり        | 最小              | 1                                                                                 | 1                                                                                  | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
|                                     |                       | 最大              | 93                                                                                | 48                                                                                 | 93                                                                                  | 93                                                                                  | 93                                                                                  | 120                                                                                 | 120                                                                                 | 93                                                                                  | 93                                                                                  |
|                                     | 投入分量 (g)<br>※1円盤あたり   | 最小              | 0.5                                                                               | 0.5                                                                                | 0.5                                                                                 | 0.5                                                                                 | 0.5                                                                                 | 0.5                                                                                 | 0.5                                                                                 | 0.5                                                                                 | 0.5                                                                                 |
|                                     |                       | 最大 *1           | 144 程度 *3                                                                         | 144 程度 *3                                                                          | 279 程度 *3                                                                           | 230 程度 *3                                                                           | 230 程度 *3                                                                           | 264 程度 *3                                                                           | 264 程度 *3                                                                           | 230 程度 *3                                                                           | 230 程度 *3                                                                           |
| 包<br>装<br>機                         | 包装機構                  | -               | 縦型斜め包装機                                                                           | 縦型斜め包装機                                                                            | 縦型斜め包装機                                                                             | 横型包装機                                                                               | 横型包装機                                                                               | 横型包装機                                                                               | 横型包装機                                                                               | 横型包装機                                                                               | 横型包装機                                                                               |
|                                     | 分包紙幅 (mm)             | 1 包あたり          | 50 / 60 / 70 / 80 / 90                                                            | 50 / 60 / 70 / 80 / 90                                                             | W50 / 60 / 70 / 80 / 90×H70                                                         | W80×H70 固定                                                                          | W80×H70 固定                                                                          | W80×H70 固定                                                                          | W80×H70 固定                                                                          | W80×H70 固定                                                                          | W80×H70 固定                                                                          |
|                                     | 分包可能量(g/包)<br>※1円盤あたり | 最小 *2           | 0.5                                                                               | 0.5                                                                                | 0.5                                                                                 | 0.5                                                                                 | 0.5                                                                                 | 0.5                                                                                 | 0.5                                                                                 | 0.5                                                                                 | 0.5                                                                                 |
|                                     |                       | 最大 *3           | 2.5                                                                               | 2.5                                                                                | 2.5                                                                                 | 2.5                                                                                 | 2.5                                                                                 | 2.2                                                                                 | 2.2                                                                                 | 2.5                                                                                 | 2.5                                                                                 |
|                                     | 分包速度 *4<br>(包/分)      | 低               | 35                                                                                | 35                                                                                 | 35                                                                                  | 35                                                                                  | 35                                                                                  | 35                                                                                  | 35                                                                                  | 35                                                                                  | 35                                                                                  |
|                                     |                       | 中               | 45                                                                                | 45                                                                                 | 45                                                                                  | 44                                                                                  | 44                                                                                  | 45                                                                                  | 45                                                                                  | 44                                                                                  | 44                                                                                  |
|                                     |                       | 高               | 50                                                                                | 50                                                                                 | 50                                                                                  | 50                                                                                  | 50                                                                                  | 50                                                                                  | 50                                                                                  | 50                                                                                  | 50                                                                                  |
|                                     | プリンター                 | Windows font 印字 | 標準装備                                                                              | 標準装備                                                                               | 標準装備                                                                                | 標準装備                                                                                | オプション (単一印字)                                                                        | 標準装備                                                                                | 標準装備                                                                                | 標準装備                                                                                | オプション (単一印字)                                                                        |
|                                     |                       | 4 色印字           | 対応可能                                                                              | 対応可能                                                                               | 対応可能                                                                                | 対応可能                                                                                | 対応可能                                                                                | 対応可能                                                                                | 対応可能                                                                                | 対応可能                                                                                | 対応可能                                                                                |
|                                     | 手撒きコンベア               | マス数             | 48                                                                                | 48                                                                                 | 48                                                                                  | 48                                                                                  | 48                                                                                  | 48                                                                                  | 48                                                                                  | 48                                                                                  | 48                                                                                  |
|                                     |                       | コンベア LED        | フルカラーLED                                                                          | フルカラーLED                                                                           | フルカラーLED                                                                            | 標準装備                                                                                | オプション                                                                               | 標準装備                                                                                | 標準装備                                                                                | 標準装備                                                                                | オプション                                                                               |
|                                     | 集塵機構                  | -               | ダストバックユニット<br>1 基搭載                                                               | ダストバックユニット<br>1 基搭載                                                                | ダストバックユニット<br>1 基搭載                                                                 | ダストバックユニット<br>3 基搭載                                                                 | ダストバックユニット<br>3 基搭載                                                                 | ダストバックユニット<br>3 基搭載                                                                 | ダストバックユニット<br>3 基搭載                                                                 | ダストバックユニット<br>3 基搭載                                                                 | ダストバックユニット<br>3 基搭載                                                                 |
|                                     | その他                   | マーカユニット         | オプション (6 色)                                                                       | オプション (6 色)                                                                        | オプション (6 色)                                                                         | オプション                                                                               | オプション                                                                               | オプション                                                                               | オプション                                                                               | オプション                                                                               | オプション                                                                               |
|                                     |                       | 巻き上げ装置          | オプション                                                                             | オプション                                                                              | オプション                                                                               | オプション                                                                               | オプション                                                                               | オプション                                                                               | オプション                                                                               | オプション                                                                               | オプション                                                                               |
|                                     | 清掃性                   | R 円盤テーブル        | 本体上部リフトアップ式<br>※散薬機を手前に引き出す必要あり。                                                  | 本体上部リフトアップ式<br>※散薬機を手前に引き出す必要あり。                                                   | 本体上部リフトアップ式<br>※散薬機を手前に引き出す必要あり。                                                    | 引出し式                                                                                | 引出し式                                                                                | 引出し式                                                                                | 引出し式                                                                                | 引出し式                                                                                | 引出し式                                                                                |
|                                     | 特記事項                  | -               | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | R 円盤引出し式に伴い、<br>設置にはフロアプレート<br>が必要です。                                               | R 円盤引出し式に伴い、<br>設置にはフロアプレート<br>が必要です。                                               | R 円盤引出し式に伴い、<br>設置にはフロアプレート<br>が必要です。                                               | ・R 円盤引出し式に伴い、<br>設置にはフロアプレート<br>が必要です。<br>・イオナイザー標準装備                               | R 円盤引出し式に伴い、<br>設置にはフロアプレート<br>が必要です。                                               | R 円盤引出し式に伴い、<br>設置にはフロアプレート<br>が必要です。                                               |

注意事項

\*1 最大分包量に最大分割数をかけた値 / \*2 最小投入分量を最小分包量で割った値 / \*3 投入する散剤の性質によってはこの限りではない / \*4 弊社測定フォームによる値

※Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

※掲載内容は 2025 年 6 月現在のものです。

